

7. 検体受領方法

検体受領とは、お客様の元で検体を受け取ることを指します。本項では、検体受領方法について説明します。医療機関の方は、弊社が検体受領に伺いますが、医療機関以外の団体のお客様には検体の郵送をお願いしております。

7. 1. 医療機関のお客様

- ① 弊社まで検体回収日時をご連絡ください。
- ② 検体回収当日に、検体の検査依頼情報をマイページより印刷してください。手順は③～⑥のとおりです。操作の詳細は『6. 6. 検査依頼内容確認』を参照してください。
- ③ メニューから「チューブ一覧」をクリックしてください。



東京港ロジオミクス株式会社
Tokyoko Logiomics


検査キット注文 チューブ一覧 チューブ検索 検査結果確認 プロフィール変更 担当者追加

東京港ロジオミクス株式会社様 団体コード：XA18

メニュー

- 検査キット注文
- チューブ一覧
- チューブ検索
- 検査結果確認
- プロフィール変更
- 担当者追加

- ④ 「チューブ検索条件」セクションで検査依頼対象を絞り込んでください（検体提出日など）。検索条件を入力後、「検索」をクリックしてください。



チューブ検索条件

チューブID

被験者氏名カナ

検査種別

検体採取日 ~

検体提出日 2021/08/05 ~ 2021/08/05

検査結果報告日 ~

検査結果

戻る 検索 クリア

- ⑤ 「チューブリスト」セクションに検査依頼対象の一覧がチューブ ID の昇順で表示されています。漏れがないか確認して、「csv 出力」をクリックしてください。

チューブリスト

チューブID ▼ 昇順 ▼ 並び替え CSV出力

8件

ID	氏名 (カナ)	メールアドレス	性別	検査種別	検体採取日	検体提出日	検体受付日	検査日	検査結果	CP	検査結果報告日	ステータス
XA1800025	カイ ヤマト	otoiawase@logiomics.co.jp	男性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800026	ミス フビ	otoiawase@logiomics.co.jp	女性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800027	ハトノシ ハトコ	otoiawase@logiomics.co.jp	女性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800028	イクサバタ カンベエ	otoiawase@logiomics.co.jp	男性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800029	オザク ミタケ	otoiawase@logiomics.co.jp	女性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800030	ミヤノヒラ オウメ	otoiawase@logiomics.co.jp	女性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800031	オクタマ シロマル	otoiawase@logiomics.co.jp	男性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み
XA1800032	コウエンシ ハンベエ	otoiawase@logiomics.co.jp	男性	新型コロナウイルスPCR	2021/08/04	2021/08/05						返送済み

- ⑥ 出力された csv ファイルを開いて印刷（A4 横向き）してください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	チューブID	氏名カナ	氏名カナ	メールアドレス	性別 (男性)	年齢	検査種別	検体採取日	検体提出日	検体受付日	検査日	検査結果	CP	検査結果報告日	
2	XA180002	カイ	ヤマト	otoiawase	男性	35	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
3	XA180002	ミス	フビ	otoiawase	女性	11	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
4	XA180002	ハトノシ	ハトコ	otoiawase	女性	27	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
5	XA180002	イクサバタ	カンベエ	otoiawase	男性	78	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
6	XA180002	オザク	ミタケ	otoiawase	女性	67	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
7	XA180003	ミヤノヒラ	オウメ	otoiawase	女性	52	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
8	XA180003	オクタマ	シロマル	otoiawase	男性	5	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						
9	XA180003	コウエンシ	ハンベエ	otoiawase	男性	32	新型コロナウイルス	2021/8/4	2021/8/5						

列の幅を調整してください。

J 列以降の列を削除してください。

- ⑦ 弊社検体受領担当者が、印刷された検査依頼情報の確認、検査依頼情報と検体の照合および検体の性状確認を実施します。検査依頼または検体に不備事項があった場合は、検査依頼修正、検体再提出をお願いします。

- ⑧ 弊社検体受領担当者が、弊社まで検体搬送を行います。

7. 2. 医療機関以外の団体のお客様

- ① 下記事項についてご確認ください。
 - チューブ ID について、マイページ上の検査依頼情報の氏名とチューブに記載されている氏名が一致していること。検体の取違えには十分ご注意願います。
 - ウイルス不活化/保存/輸送用試薬が添加されていること。
 - 検体の液量が全量で 4~5 ml であること。
 - チューブに脱脂綿やウイルス不活化/保存/輸送用試薬容器が入っていないこと。
 - 赤いキャップが装着され、蓋が緩んでいないこと。

- ② 8. 検体搬送方法に従って、検体を郵送してください。